

Wb, Elisa용 Olig2 토끼 단일클론 항체 - Q13516

품목 번호: CM0010100

소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 Olig2 토끼 단일클론 항체입니다. 내인성 인간, 마우스 및 랫드 Olig2(~32 kDa)를 검출합니다. 희소돌기아교세포 및 운동 뉴런 발달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Olig2 토끼 mAb
비고/별칭	BHLHB1; OLIGO2; RACK17; PRKCBP2; bHLHe19; Olig2
종	인간
GeneID (인간)	10215
GeneID	10215
면역원	합성 펩타이드 인간 Olig2(Q13516)의 아미노산 200~300번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
속주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q13516
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스팩