

Wb, Elisa용 항-Olig3 토끼 단클론 항체 - Q7Rtu3

품목 번호: CM0002831

소개

척수 뉴런 사양 전사인자인 인간 Olig3를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 신경과학 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Olig3 토끼 mAb
비고/별칭	Bhlhb7; bHLHe20; Olig3
종	인간
유전자 ID (인간)	167826
유전자 ID	167826
면역원	인간 Olig3 (Q7RTU3)의 아미노산 173-272 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7RTU3
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스백