

Wb, Elisa용 Anti-Olr1 토끼 다클론 항체 - P78380

품목 번호: CM0014440



소개

WB 및 ELISA 검증을 거친 이 토끼 다클론 항체로 산화 저밀도 지단백 수용체 1(OLR1/LOX-1)을 검출할 수 있습니다. 죽상동맥경화증 및 심혈관 질환 연구에 적합합니다. 마우스 OLR1과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	OLR1 토끼 pAb
비고/별칭	LOX1; LOXIN; SLOX1; CLEC8A; SCARE1; OLR1
종	인간
GeneID (인간)	4973
면역원	인간 OLR1(NP_002534.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P78380
단백질 중량	31kDa
배송	아이스팩