

Wb 및 Elisa용 항-Oma1 토끼 다클론 항체 - Q96E52

품목 번호: CM0019428

소개

품질 관리 및 세포사멸에 관여하는 미토콘드리아 금속단백분해효소인 인간 OMA1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 생쥐와 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 역학 및 스트레스 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OMA1 토끼 pAb
비고/별칭	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; 랩티다아제; 2010001O09Rik; OMA1
종	인간
유전자ID (인간)	115209
유전자ID	115209
면역원	인간 OMA1 (NP_660286.1)의 아미노산 421-520 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q96E52
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스백