

Wb, Elisa용 Anti-Oma1 토끼 다클론 항체 - Q96E52

품목 번호: CM0015988

소개

미토콘드리아 품질 관리와 스트레스 반응에 필수적인 미토콘드리아 금속단백질분해효소 OMA1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람과 마우스에 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OMA1 토끼 pAb
비고/별칭	DAB1; MPRP1; MPRP-1; YKR087C; ZMPOMA1; peptidase; 2010001009Rik; OMA1
종	사람
GeneID (사람)	115209
GeneID	115209
면역원	재조합 단백질
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q96E52
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩