

Wb, Elisa용 항-온코모듈린-2 다클론 항체 - P0Ce71

품목 번호: CM0019740

소개

인간 온코모듈린-2(OM, OCM, OCM2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었으며, 랫드와 교차 반응합니다. 칼슘 결합 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OCM2 토끼 pAb
비고/별칭	OM; OCM; OCM2
종	인간
GeneID(인간)	4951
GeneID	4951
면역원	인간 OCM2(NP_006179.2)의 아미노산 1~109에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	P0CE71
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스팩