

Wb용 Anti-Onecut1 폴리클로널 항체 - Q9Ubc0

품목 번호: CM0015350

소개

인간 ONECUT1 (HNF6)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 쥐에서 검증되었습니다. 간 유전자 전사 연구에 관련성이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ONECUT1 Rabbit pAb
비고/별칭	HNF6; HNF-6; HNF6A; ONECUT1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3175
GeneID	3175
면역원(Immunogen)	인간 ONECUT1 (NP_004489.1)의 아미노산 167-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UBC0
단백질 분자량(Protein Weight)	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)