


Anti-Opa1 토끼 단클론 항체 (Wb, Ip, If/Icc, If-P, Elisa용) - O60313

품목 번호: CM0009704



소개

WB, IP, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에서 검증된 OPA1 토끼 단클론 항체입니다. 인간 OPA1을 면역원으로 사용했으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 융합, 크리스테 재구성 및 신경퇴행 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OPA1 토끼 mAb
비고/별칭	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14
종	인간
유전자 ID (인간)	4976
유전자 ID	4976
면역원	인간 OPA1 (NP_056375.2)의 아미노산 210-573에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60313
단백질 분자량	108-118 kDa
배송 방식	아이스 팩