


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-OPA1 Rabbit Polyclonal Antibody - O60313

품목 번호: CM0025167



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-OPA1 Rabbit Polyclonal Antibody. 인간, 마우스, 랫트의 OPA1(~112 kDa)을 검출하며, 이는 미토콘드리아 내막 융합 및 크리스테 재구성에 필수적인 다이나민 유사 GTPase입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OPA1 Rabbit pAb
비고/별칭	NPG; NTG; MGM1; BERHS; largeG; MTDPS14; OPA1
종	인간
GeneID (인간)	4976
GeneID	4976
면역원	인간 OPA1 (NP_056375.2)의 아미노산 200-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O60313
단백질 분자량	112kDa
배송	아이스백