

Wb, Elisa용 Anti-Opa3 폴리클로날 항체 - Q9H6K4

품목 번호: CM0026290

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-OPA3 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)과의 교차 반응성을 가지며, 미토콘드리아 기능 및 시신경 위축 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OPA3 Rabbit pAb
비고/별칭	MGA3; OPA3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	80207
GeneID	80207
면역원(Immunogen)	인간 OPA3 (NP_079412.1)의 아미노산 25-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	Q9H6K4
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스박스