

Wb 및 Elisa용 Anti-Oplah 토끼 다클로날 항체 - O14841

품목 번호: CM0014790

소개

인간 OPLAH (5-oxoprolinase)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 글루타메이트 대사 및 글루타티온 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OPLAH Rabbit pAb
비고/별칭	OPLA; OPLAHD; 5-Opase; OPLAH
종	인간(Human)
GeneID (인간)	26873
GeneID	26873
면역원	인간 OPLAH (NP_060040.1)의 아미노산 1119-1288에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O14841
단백질 분자량	137kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)