

Anti-Opn5 Rabbit Polycl Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6U736

품목 번호: CM0019964

소개

CamelBio의 OPN5 토끼 다클로날 항체는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 생체 리듬 및 망막 발달에서 옵신-5(opsin-5) 광수용체 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OPN5 Rabbit pAb
비고/별칭	PGR12; GPR136; GRP136; TMEM13; OPN5
종(Species)	Human
유전자 ID (Human)	221391
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 OPN5 (NP_859528.1)의 아미노산 200-300 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q6U736
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)