

Wb, Elisa용 항-Oprd1 토끼 단클론 항체 - P41143

품목 번호: CM0004571



소개

인간 OPRD1(델타 오피오이드 수용체)에 특이적인 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 애플리케이션에 적합하며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 통각 인지 및 오피오이드 진통 연구에 필수적인 제품입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OPRD1 토끼 mAb
비고/별칭	DOP; DOR; DOR1; OPRD
종	인간
유전자ID (인간)	4985
유전자ID	4985
면역원	인간 OPRD1 (P41143)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P41143
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩