

Wb, Elisa용 Anti-Oprd1 Rabbit Polyclonal Antibody - P41143

품목 번호: CM0030049



소개

인간 OPRD1(델타 오피오이드 수용체)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응함. 신경과학 및 통증 연구 응용에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OPRD1 Rabbit pAb
비고/별칭	DOP; DOR; DOR1; OPRD; OPRD1
종	인간
GeneID (인간)	4985
GeneID	4985
면역원	인간 OPRD1 (NP_000902.3)의 아미노산 300-372에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41143
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백