

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Oprk1 토끼 다클론 항체 - P41145

품목 번호: CM0014842



소개

인간 OPRK1(카파 오피오이드 수용체)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 통증 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	OPRK1 토끼 pAb
비고/별칭	KOP; KOR; KOR1; OPRK; KOR-1; K-OR-1; OPRK1
종	인간
유전자ID	4986
면역원	인간 OPRK1 (NP_000903.2)의 아미노산 280-380 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P41145
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩