

Anti-Opticin (Optc) 폴리클로널 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q9Ubm4

품목 번호: CM0021353

소개

WB 및 ELISA에 적합한 인간 OPTC (Opticin)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 재조합 면역원 (a.a. 20-115). 혈관생성 및 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OPTC Rabbit pAb
비고/별칭	OPT; OPTC
종	인간(Human)
GeneID (인간)	26254
GeneID	26254
면역원	인간 OPTC (NP_055174.1)의 아미노산 20-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UBM4
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)