


## Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-Optn 폴리클로날 항체 - Q96Cv9

품목 번호: CM0019170



### 소개

인간 OPTN(옵티뉴린)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 자가포식, 선천성 면역, 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 사양                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | OPTN Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | NRP; FIP2; HIP7; HYPL; ALS12; GLC1E; TFIHA-INTP; OPTN       |
| 종           | 인간                                                          |
| 유전자 ID (인간) | 10133                                                       |
| 유전자 ID      | 10133                                                       |
| 면역원         | 인간 OPTN (NP_068815.2)의 아미노산 1-577에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                          |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                    |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IP, ELISA                                        |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                     |
| SWISS       | Q96CV9                                                      |
| 단백질 분자량     | 66kDa                                                       |
| 배송          | 아이스백                                                        |