

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Or10H3 다클론 항체 - O60404

품목 번호: CM0020324

소개

인간 후각 수용체 10H3(OR10H3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 후각 및 GPCR 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OR10H3 토끼 pAb
비고/별칭	OR10H3
종	인간
GeneID(인간)	26532
GeneID	26532
면역원	합성 펩타이드 - 인간 OR10H3(NP_039227.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산 숙주	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O60404
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩