

Wb 및 Elisa용 Anti-Or1A1 토끼 다클로날 항체 - Q9P1Q5

품목 번호: CM0020275

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 OR1A1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 후각 수용체 1A1과 반응하며, GPCR 및 감각 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OR1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	OR17-7; OR1A1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	8383
GeneID	8383
면역원(Immunogen)	Synthetic Peptide (합성 펩타이드)
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
응용(Applications)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q9P1Q5
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스팩