

Wb 및 Elisa용 Anti-Or2T10 토끼 다클로날 항체 - Q8Ngz9

품목 번호: CM0014770

소개

인간 후각 수용체 OR2T10 (OR1-64)을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 후각 신호 전달 및 GPCR 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OR2T10 Rabbit pAb
비고/별칭	OR1-64; OR2T10
종	인간(Human)
GeneID (인간)	127069
GeneID	127069
면역원	합성 펩타이드 인간 OR2T10 (NP_001004693.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8NGZ9
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)