

Wb 및 Elisa용 Anti-Orail Rabbit Polyclonal Antibody - Q96D31

품목 번호: CM0025383



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 ORAI1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트의 ORAI1 (CRACM1)을 검출합니다. 저장소 작동성 칼슘 유입, 면역 신호 전달 경로 및 채널 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ORAI1 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD9; TAM2; ORAT1; CRACM1; TMEM142A; ORAI1
종	인간
유전자 ID (인간)	84876
면역원	합성 펩타이드 인간 ORAI1 (NP_116179.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96D31
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백