

Wb, Elisa용 Anti-Orc1 폴리클로날 항체 - Q13415

품목 번호: CM0016642



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 인간 ORC1에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. DNA 복제 및 사전 복제 복합체 조립에서 기원 인식 복합체 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ORC1 Rabbit pAb
비고/별칭	ORC1L; PARC1; HSORC1; ORC1
종(Species)	Human
유전자 ID	4998
면역원	인간 ORC1 (NP_001177748.1)의 아미노산 696-856에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q13415
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 팩