

Wb, Elisa용 Anti-Orc2 폴리클로날 항체 - Q13416

품목 번호: CM0022814



소개

WB 및 ELISA용 인간 ORC2 (기인 인식 복합체 소단위 2)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. DNA 복제 및 크로마틴 연구에 이상적입니다 - Q13416

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ORC2 Rabbit pAb
비고/별칭	ORC2L; ORC2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4999
유전자 ID	4999
항원(Immunogen)	인간 ORC2 (NP_006181.1)의 아미노산 458-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q13416
단백질 분자량(Protein Weight)	66kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)