


Wb, Elisa용 Anti-Orc6 폴리클로날 항체 - Q9Y5N6

품목 번호: CM0029560



소개

인간 ORC6를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. DNA 복제 및 복제 시작점 인식 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ORC6 Rabbit pAb
비고/별칭	ORC6L; ORC6
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23594
유전자 ID	23594
면역원	인간 ORC6 (NP_055136.1)의 아미노산 1-252에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y5N6
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)