

Anti-Orexin B/Hypocretin-2 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O43612

품목 번호: CM0019079



소개

인간 Orexin B/Hypocretin-2에 대한 고평가 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 섭식 행동, 에너지 대사 및 수면-각성 조절 연구에 이상적입니다. - O43612

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Orexin B/Hypocretin-2 토끼 pAb
비고/별칭	OX; PPOX; NRCLP1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3060
GeneID	3060
항원(Immunogen)	인간 Orexin B/Hypocretin-2의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O43612
단백질 분자량(Protein Weight)	13kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)