


Anti-Orm1/2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P02763 / P19652

품목 번호: CM0002323



소개

인간 ORM1/2 (알파-1-산 당단백질 1/2)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 급성기 단백질, 염증 및 약물 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ORM1/2 Rabbit mAb
비고/별칭	AGP-B; AGP-B'; AGP2; ORM1/2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5004/5005
GeneID	5004/5005
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P02763/P19652
단백질 분자량(Protein Weight)	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)