


Wb 및 Elisa용 항-Ormdl3 토끼 다클론 항체 - Q8N138

품목 번호: CM0017518



소개

이 다클론 항체는 스팅고지질 생합성 조절에 필수적인 ER 막 단백질인 ORMDL3를 표적으로 합니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 마우스 시료와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ORMDL3 토끼 pAb
비고/별칭	ORMDL3
종	인간
유전자 ID (인간)	94103
유전자 ID	94103
면역원	인간 ORMDL3 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드 (NP_644809.1)
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8N138
단백질 분자량	17kDa
배송 방식	아이스 팩