

Anti-Orp150/Grp170/Hsp12A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4L1

품목 번호: CM0003180

소개

ORP150/GRP170/HSP12A (HYOU1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 소포체(ER) 스트레스 및 저산소 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ORP150/GRP170/HSP12A Rabbit mAb
비고/별칭	IMD59; Grp170; HSP12A; ORP150; GRP-170; ORP-150; ORP150/GRP170/HSP12A
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	10525
GeneID	10525
면역원(Immunogen)	사람 ORP150/GRP170/HSP12A (Q9Y4L1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q9Y4L1
단백질 분자량	111kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)