

Wb, Elisa용 Anti-Osarf19 다클론 항체 - Q0D9R7

품목 번호: CM0021804

소개

벼 유전자 발현 조절 인자 19(OsARF19, OsARF7a)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 옥시자 사티바(Oryza sativa) 연구에 적합하며, 옥신 신호 전달 및 전사 조절에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsARF19 토끼 pAb
비고/별칭	ARF19; ARF7A; OsARF7a; OJ1215_E11.1; OsARF19
종	Oryza sativa
GeneID	4341978
면역원	재조합 단백질(Oryza sativa OsARF19(Q0D9R7)의 아미노산 800-900에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q0D9R7
단백질 분자량	128kDa
배송	얼음팩