

Wb, Elisa용 Anti-Osbip1 폴리클로널 항체 - Q6Z7B0

품목 번호: CM0022128

소개

벼 BiP1 (BIP1), 단백질 접힘 및 스트레스 반응을 위한 ER 샤페론을 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. Oryza sativa(벼)의 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 종자 발달 및 ER 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsBip1 Rabbit pAb
비고/별칭	BIP; OsBiP1; OsJ_05115; OJ1442_E05.10; OsBip1
종	Oryza sativa
유전자 ID	4328075
면역원	Oryza sativa OsBip1의 아미노산 300-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (Q6Z7B0)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q6Z7B0
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)