


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Osbp 토끼 다클로날 항체 - P22059

품목 번호: CM0029615



소개

인간 Oxysterol-binding protein 1 (OSBP)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 지질 수송 및 콜레스테롤 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	OSBP Rabbit pAb
비고/별칭	OSBP1; OSBP
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5007
GeneID	5007
면역원(Immunogen)	인간 OSBP (NP_002547.1)의 아미노산 508-807에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P22059
단백질 분자량	89kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)