

Wb, Elisa용 항-Osbpl3 다클론 항체 - Q9H4L5

품목 번호: CM0025023



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 응용 분야를 위한 인간 OSBPL3(ORP3)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 OSBPL3를 인식합니다. 인간 OSBPL3의 아미노산 370-520 부위에서 유래한 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OSBPL3 토끼 pAb
비고/별칭	ORP3; ORP-3; OSBP3; OSBPL3
종	인간
유전자ID (인간)	26031
면역원	인간 OSBPL3 (NP_056365.1)의 아미노산 370-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H4L5
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스 팩