

Anti-Osbzip23 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Z312

품목 번호: CM0022159

소개

벼 OsbZIP23 전사 인자에 대한 Rabbit polyclonal antibody. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 벼(Oryza sativa) 표적을 인식합니다. 비생물적 스트레스 신호 전달 및 ABA 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsZIP23 Rabbit pAb
비고/별칭	ABF2; AREB1; BZIP23; OsABF2; OsAREB1; OsBZIP23; OJ1004_A11.20; OsZIP23
종	Oryza sativa (벼)
GeneID	4330838
면역원	재조합 단백질 Oryza sativa OsZIP23 (Q6Z312)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q6Z312
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백