

Wb 및 Elisa용 Anti-OsdlT 폴리클로널 항체 - Q9Lwu9

품목 번호: CM0020577

소개

이 토끼 폴리클로널 항체는 벼(Oryza sativa)의 OsDLT 단백질(SWISS: Q9LWU9)을 특이적으로 인식합니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 브라시노스테로이드 신호 전달, 전사 조절 및 식물 기관 크기 조절 연구에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsDLT Rabbit pAb
비고/별칭	DLT; OsGRAS-32; D62; GS6; SMOS2; OsDLT
종	Oryza sativa
유전자 ID	4339978
면역원	Oryza sativa OsDLT (Q9LWU9)의 아미노산 1-214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q9LWU9
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스 백(Ice bag)