

Anti-Oseil1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q10M41

품목 번호: CM0024450

소개

벼(Oryza sativa)에서 WB 및 ELISA에 대해 검증된 OsEIL1 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 에틸렌 신호 전달, 스트레스 반응 및 병 저항성 경로 연구에 이상적입니다. 표적 분자량 71kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsEIL1 Rabbit pAb
비고/별칭	EIL1; MHZ6; EIL1A; OsEIL1; OsEIL1a; OsJ_10672
종	Oryza sativa (벼)
GeneID (human)	EIL1
GeneID	107276358
면역원	재조합 단백질 LSRGKDPAGGVVGDP SK-C
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa (벼)
SWISS	Q10M41
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백