

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Oself3 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Snq6

품목 번호: CM0023214

소개

벼(Oryza sativa)의 OsELF3(Q9SNQ6)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증 완료되어, 벼의 개화 시기 조절 및 광주기 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsELF3 Rabbit pAb
비고/별칭	Ef7; HD3B; Hd-q; Hd17; ELF3-1; OsELF3; OsELF3-1; OsJ_20086; OsELF3
종	벼 (Oryza sativa)
GeneID	4340087
면역원	재조합 단백질 벼 OsELF3 (Q9SNQ6)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	벼 (Oryza sativa)
SWISS	Q9SNQ6
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스팩