

Wb, Elisa용 항-Osfd1 토끼 다클론 항체 - A0A0P0XR34

품목 번호: CM0020333

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 벼 OsFD1 (P0478E02.1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 앱시스산 신호 전달 및 전사 조절에 관여하는 21 kDa 핵 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsFD1 토끼 pAb
비고/별칭	P0478E02.1; OsFD1
종	벼(Oryza sativa)
유전자ID	9271661
면역원	벼(Oryza sativa) OsFD1의 아미노산 1-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (A0A0P0XR34)
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼(Oryza sativa)
SWISS	A0A0P0XR34
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백