

Wb 및 Elisa용 항-Osfd2 다클론 항체 - Q5Z4G3

품목 번호: CM0019417

소개

벼(Oryza sativa) OsFD2 (OsbZIP55)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 앱시스산 신호 전달, 전사 조절 및 식물 스트레스 반응 연구에 적합합니다. 18 kDa 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsFD2 토끼 pAb
비고/별칭	OsFD2; OsbZIP55
종	벼(Oryza sativa)
유전자 ID	9266154
면역원	벼(Oryza sativa) OsFD2 (Q5Z4G3)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼(Oryza sativa)
SWISS	Q5Z4G3
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스 팩