

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Osgepl1 폴리클로날 항체 - Q9H4B0

품목 번호: CM0028216

소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 인간 OSGEPL1 (Q9H4B0)을 타겟팅하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 미토콘드리아 tRNA 수정 및 게놈 유지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OSGEPL1 Rabbit pAb
비고/별칭	Qri7; OSGEPL; OSGEPL1
종	Human (인간)
Gene ID	64172
면역원	재조합 단백질 (인간 OSGEPL1 (NP_071748.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human (인간), Mouse (마우스), Rat (쥐)
SWISS	Q9H4B0
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백