

Wb, Elisa용 Anti-Osgin1 폴리클로널 항체 - Q9Ujx0

품목 번호: CM0013838

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-OSGIN1 토끼 폴리클로널 항체로, 세포분열 및 세포 사멸 조절에 관여하는 인간 산화 스트레스 유발 성장 억제제 1(OSGIN1)을 표적으로 합니다. 인간 종과 교차 반응을 합니다. 52 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OSGIN1 Rabbit pAb
비고/별칭	BDGI; OKL38; OSGIN1
종(Species)	인간(Human)
GeneID	29948
면역원(Immunogen)	인간 OSGIN1 (NP_892026.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9UJX0
단백질 분자량	52kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)