

Wb, Elisa용 Anti-Osire1 토끼 다클론 항체 - Q7Xit1

품목 번호: CM0020633

소개

벼(*Oryza sativa*)의 WB 및 ELISA 검증을 거친 OsIRE1 토끼 다클론 항체입니다. 주요 ER 스트레스 센서인 세린/트레오닌-단백질 키나아제/엔도리보뉴클레아제 IRE1(99kDa)을 표적으로 하며, 벼의 펼쳐지지 않은 단백질 반응(unfolded protein response) 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsIRE1 토끼 pAb
비고/별칭	IRE1; OsIRE1; OsIre1p; OsJ_24190; OJ1103_E04.109
종	벼(<i>Oryza sativa</i>)
유전자 ID	4343198
면역원	벼(<i>Oryza sativa</i>) OsIRE1(Q7XIT1)의 아미노산 436-650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	벼(<i>Oryza sativa</i>)
SWISS	Q7XIT1
단백질 무게	99kDa
배송	아이스팩