

Anti-Osmads1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q10Pz9

품목 번호: CM0022700

소개

벼(Oryza sativa) OsMADS1을 표적하는 Rabbit polyclonal antibody로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 벼의 화기 기관 발달, 전사 인자 기능, MADS-box 단백질 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsMADS1 Rabbit pAb
비고/별칭	Lhs1; MADS1; OsMADS1; OsJ_09913
종	벼 (Oryza sativa)
GeneID	4332059
면역원	벼 OsMADS1 (Q10PZ9)의 아미노산 150-257에 상응하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
원천	토끼 (Rabbit)
분류	폴리클론항체
적용	웨스턴 블롯 (WB), 효소면역측정법 (ELISA)
교차 반응성	벼 (Oryza sativa)
SWISS	Q10PZ9
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백