

Wb, Elisa용 항-Osmkk4 다클론 항체 - Q6K4Q0

품목 번호: CM0018973

소개

벼 OsMKK4에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 벼(Oryza sativa)의 식물 방어 신호 전달 및 키나아제 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsMKK4 토끼 pAb
비고/별칭	OJ1316_E06.24; OsMKK4
종	Oryza sativa
유전자 ID	4330957
면역원	벼(Oryza sativa) OsMKK4 (Q6K4Q0)의 아미노산 100-200번에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	Oryza sativa
SWISS	Q6K4Q0
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백