

Wb 및 Elisa용 Anti-Osmpk6 폴리클로날 항체 - Q336X9

품목 번호: CM0023862

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 벼 미토겐
활성화 단백질 키나제 6(OsMPK6, Q336X9)을
타겟팅하는 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다.
Oryza sativa의 MAPK 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OsMPK6 Rabbit pAb
비고/별칭	MPK6; OsMPK6
종(Species)	Oryza sativa
GeneID	4349225
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Oryza sativa
SWISS	Q336X9
단백질 분자량(Protein Weight)	43kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)