

Wb, Ihc-P, Elisa용 항토끼 Osr1 다클론 항체 - Q8Tax0

품목 번호: CM0021510

소개

인간 OSR1(odd-skipped-related 1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐, 쥐와 반응하며 배아 발생 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OSR1 토끼 pAb
비고/별칭	ODD; OSR1
종	인간
유전자 ID (인간)	130497
유전자 ID	130497
면역원	인간 OSR1 (NP_660303.1)의 아미노산 28-115번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8TAX0
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩