

Wb, Elisa용 Anti-Osr2 폴리클로날 항체 - Q8N2R0

품목 번호: CM0024603

소개

WB 및 ELISA용 OSR2에 대한 검증된 토끼 폴리클로날 항체; 인간, 쥐, 및 랫트 OSR2를 인식합니다. 치아 배 발달 및 아연집합 전사 인자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OSR2 Rabbit pAb
비고/별칭	OSR2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	116039
면역원	인간 OSR2 (NP_001135934.1)의 아미노산 250-312 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8N2R0
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스 팩