

Wb 및 Elisa용 Anti-Osrack1A 폴리클로날 항체 - P49027

품목 번호: CM0022202

소개

벼(*Oryza sativa*)에서 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증된 OsRACK1A 토끼 폴리클로날 항체. 선천성 면역 및 식물 방어의 양성 조절자인 ~36kDa RACK1z 단백질을 검출합니다. 벼 도열병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	OsRACK1A 토끼 pAb
비고/별칭	RWD; GPB-LR; RACK1A; OsRACK1A
종	<i>Oryza sativa</i> (벼)
GeneID	4324115
면역원	<i>Oryza sativa</i> OsRACK1A의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. (P49027)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	<i>Oryza sativa</i> (벼)
SWISS	P49027
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백