

Wb, Elisa용 Anti-Oste 토끼 다클로날 항체 - Q10Sh0

품목 번호: CM0022639

소개

Oryza sativa의 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에서 검증된 OsTE (TAD1/OsCCS52A) 토끼 다클로날 항체입니다. WD-반복 세포 주기 단백질, 56 kDa입니다. 벼 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 제품명                      | OsTE Rabbit pAb                                           |
| 비고/별칭                    | TAD1, TE, OsCCS52A, OsTE                                  |
| 종(Species)               | Oryza sativa                                              |
| GeneID                   | 4331448                                                   |
| 면역원(Immunogen)           | Oryza sativa OsTE (Q10SH0)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                           |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                                 |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Oryza sativa                                              |
| SWISS                    | Q10SH0                                                    |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 56kDa                                                     |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                            |