

Wb, If/Icc, Elisa용 항-오스테오칼신(Bglap) 토끼 다클론 항체 - P02818

품목 번호: CM0014982



소개

인간 오스테오칼신(BGLAP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 골 무기질화 및 호르몬 조절에 관여하는 골 Gla 단백질을 표적으로 합니다. IVD 원료 소싱에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	오스테오칼신(BGLAP) 토끼 pAb
비고/별칭	OC; BGP; OCN; 오스테오칼신(BGLAP)
종	인간
GeneID (인간)	632
GeneID	632
면역원	인간 오스테오칼신(BGLAP)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드(NP_954642.1)
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P02818
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스팩