

Wb, If/Icc, Elisa용 항오스테오칼신/Ocn 토끼 다클론 항체 - P02818

품목 번호: CM0029350



소개

인간 오스테오칼신(BGLAP)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응성을 보입니다. 뼈 생물학 및 대사 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	오스테오칼신/OCN 토끼 pAb
비고/별칭	OC; BGP; OCN; 오스테오칼신 (BGLAP)
종	인간
유전자 ID (인간)	632
유전자 ID	632
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02818
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩